## АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

# Аппарат автоматический для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов

ЛинтеЛ® APHC-20

Программа и методика аттестации АИФ 2.840.008 МА

### Содержание

1 Объект аттестации	1
2 Цели и задачи аттестации	
3 Объём аттестации	
4 Условия и порядок проведения аттестации	
5 Требования безопасности	
6 Материально-техническое и метрологическое обеспечение аттестации	
7 Общие положения	
8 Оцениваемые характеристики и расчётные соотношения	
·	
9 Порядок проведения аттестации	
10 Обработка, анализ и оценка результатов аттестации	
11 Требования к отчётности	9

#### 1 Объект аттестации

- 1.1 Данный документ распространяется на аппараты автоматические для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов  $\mathfrak{I}_{uhme}\mathcal{N}^{\circ}$  APHC-20 (далее аппарат).
- 1.2 Комплектность аппарата при аттестации должна соответствовать его эксплуатационной документации.

#### 2 Цели и задачи аттестации

При аттестации аппарата определяют соответствие технического состояния аппарата требованиям его эксплуатационной документации и возможность реализовывать методы по ГОСТ 2177, ГОСТ ISO 3405, ASTM D 86.

#### 3 Объём аттестации

При проведении аттестации должны выполняться операции в последовательности, указанной в таблице 1. Периодичность аттестации аппарата 1 год.

Таблица 1 – Операции аттестации

Наименование операции	Номер пункта	Обязательность проведения операций при аттестации		
·	MA	первичной	периодической	повторной
Экспертиза эксплуатационной	9.2	Ла	Нет	Нет
документации	9.2	2 Да	пет	пет
Внешний осмотр	9.3	Да	Да	Да
Опробование	9.4	Да	Да	Да
Проверка работоспособности и	0.4.1	По	Да	Да
функционирования органов управления	9.4.1	Да		
Проверка измерителя объема	9.5	Да	Да	Да
Проверка датчика барометрического	9.6	Ла	По	Ла
давления	9.6	Да	Да	Да
Проверка измерителя температуры	9.7	Да	Да	Да
Проверка повторяемости показаний	9.8	Да	Да	Да
Идентификация программного	9.9	).9	Ло	Да
обеспечения			Да	

#### 4 Условия и порядок проведения аттестации

- 4.1 Аттестацию необходимо проводить в следующих условиях:
- 4.1.1 Параметры окружающей среды:
  - 1) температура окружающего воздуха, °C: от плюс 10 до плюс 35;
  - 2) относительная влажность воздуха при температуре +25°C, %: 80;

- 3) атмосферное давление, мм рт.ст.: от 680 до 800 (90,6 106,6 кПа).
- 4.1.2 Параметры питания:
  - 1) напряжение, В: от 187 до 253;
  - 2) частота переменного тока, Гц: от 49 до 51.
- 4.1.3 Параметры испытуемых продуктов

Вещества с температурой кипения от плюс 18 до плюс 370°С. Подготовка пробы должна соответствовать требованиям ГОСТ 2177 (ГОСТ ISO 3405) и ASTM D 86.

Группы испытуемых нефтепродуктов:

- 1) 1, 2, 3, 4 πο ΓΟCT 2177 (ΓΟCT ISO 3405);
- 2) 1, 2, 3, 4 no ASTM D 86.
- 4.1.4 Параметры рабочей среды охлаждающей бани (теплоноситель):
  - 1) для 1, 2, 3 группы: колотый лед+вода или 10% этиленгликоль +90% вода;
  - 2) для 4 группы: вода.
    - объем охлаждающей бани, л: 9.
    - температура, °C: от 0 до плюс 60.
- 4.1.5 Место установки аппарата должно исключать воздействие тряски, ударов и вибраций, влияющих на нормальную работу.
- 4.1.6 Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на окно приёмника и лицевую панель аппарата.
- 4.2 Условия прерывания (прекращения) аттестации указаны в тексте операций.

#### 5 Требования безопасности

- 5.1 При проведении аттестации необходимо выполнять следующие требования безопасности:
  - клемма «Земля» на основании аппарата должна быть подключена к контуру заземления;
  - 2) запрещается включение аппарата при наличии посторонних предметов в блоке нагрева и следами нефтепродуктов в блоке нагрева и на наружных стенках;
  - 3) лица, допущенные к работе с аппаратом, должны иметь подготовку по технике безопасности при работе с устройствами подобного типа;
  - 4) при работе с аппаратом обслуживающий персонал должен соблюдать общие правила техники безопасности при работе с электрическими установками с напряжением до 1000В, изложенные в инструкции «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
  - 5) запрещается включение аппарата ранее, чем через 5 минут после выключения во избежание выхода его из строя;
  - 6) необходимо исключить попадание посторонних предметов, пролив жидкостей внутрь блока нагрева и на спираль нагревателя. Если это произошло, перед очисткой блока нагрева необходимо отключить питание аппарата, вынув вилку из сетевой розетки;
  - 7) при использовании измерительного инструмента и приборов должны выполняться требования безопасности в соответствии с эксплуатационной документацией на них.
- 5.2 К аттестации не допускаются аппараты, не удовлетворяющие требованиям техники безопасности и технически неисправные.

#### 6 Материально-техническое и метрологическое обеспечение аттестации

- 6.1 Средства измерения, применяемые при аттестации, должны иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
- 6.2 Средства измерения, рекомендуемые для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице 2.

Оборудование	Диапазон	Точность	Назначение	Рекомендуемые СИ
			Проверка датчика	Барометр М-67
Барометр	от 680 до 800 мм рт.ст.	±0,8 мм рт.ст.	атмосферного	
			давления	
Мерный цилиндр	5100 мл	KT1	Проверка объема	Из комплекта
Мерный цилиндр	3100 MH	KII	Проверка оовема	поставки
Тормомотр	от -2 до +150 °C	±0,5°C		Термометр ASTM 7C
Термометр	от +150 до +300 °C	±1,0°C	Проверка измерителя	
Топиломоти	от -2 до +300 °C	±1,0°C	температуры паров	Термометр ASTM 8C
Термометр	от +300 до +400 °C	±1,5°C		
			Проверка измерителя	Лабораторные весы
Весы	от 0 до 200г	±0,01г	объема весовым	Ohaus SPX422
			методом	

Таблица 2 – Рекомендуемые средства измерений

- 6.3 Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
- 6.1 Средства измерений должны обеспечивать требуемую точность измерения.
- 6.2 Предельно допустимые погрешности измерений, при всех испытаниях не должны превышать величин, указанных в настоящей методике аттестации.
- 6.3 В качестве проверочных жидкостей рекомендуем использовать толуол ХЧ и гексадекан ХЧ.
- 6.4 В качестве образцов выбирают продукты, которые используются при эксплуатации аппарата.

#### 7 Общие положения

- 7.1 Организация и порядок проведения аттестации должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ Р 8.568-2017.
- 7.2 При аттестации аппарата определяют:
  - 1) соответствие точностных характеристик требованиям нормативной документации, указанных в таблице 3 АИФ 2.840.008 РЭ;
  - 2) возможность аппарата воспроизводить и поддерживать условия испытаний образцов в соответствии с требованиями нормативной документации на методы испытаний, указанных в п. 2.1 АИФ 2.840.008 РЭ;
  - 3) соответствие внешнего вида, комплектности и технического состояния средств измерений требованиям эксплуатационной документации на них;
  - 4) наличие поверки средств измерений, применяемых при аттестации.
- 7.3 Особенностью при аттестации является то, что проверка повторяемости и воспроизводимости показаний аппарата производится только для тех групп продуктов, которые используются для испытаний пользователем.
- 7.3.1 К проведению аттестации аппаратов допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, ознакомившиеся с настоящей инструкцией и технической документацией на аттестуемый аппарат.

#### 8 Оцениваемые характеристики и расчётные соотношения

Оцениваемые характеристики и расчётные соотношения приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Оцениваемые характеристики

Характеристика	Формула расчёта	Используемые показатели
Работоспособность и		Спираль нагревателя должна излучать тепло,
функционирование органов	-	каретка измерителя объема должна
управления		остановиться в крайнем нижнем положении.

Характеристика	Формула расчёта	Используемые показатели
Контроль соответствия		V <sub>ап</sub> – показания объемов в аппарате, мл;
рисок на колбе объемам 10	$\Delta V = V_{an} - V_{o6p}$	V <sub>обр</sub> – рассчитанные показания через массу и
и 100 мл и точность	где ∆ V – разница показаний объема	плотность дистиллированной воды, мл;
встроенного в аппарат	в аппарате и рассчитанного объема,	Фактическое отклонение измеряемого объема
измерителя объема	мл	от рассчитанного не должно превышать
	Согласно ГОСТ 2177 и ASTM D 86	допустимого значения, равного ±0,5мл по ГОСТ
		2177 или ±0,3мл по ASTM D 86.
Точность датчика		Рап – показания датчика барометрического
барометрического	$\Delta P = P_{an} - P_{o6p},$	давления аппарата, мм рт.ст.;
давления	.,	Р <sub>обр</sub> – показания образцового барометра, мм
	где ΔP — разница показаний датчика	рт.ст.
	барометрического давления и	Показания аппарата и барометра не должны
	образцового барометра, мм рт.ст.	различаться более чем на  1+α мм рт.ст., где α
		– погрешность образцового барометра.
Точность измерителя		Тап – показания датчика температуры паров
температуры		продукта при отгоне 50%, скорректированное
	$\Delta T = T_{an} - T_{o6p}$	на атмосферное давление, °С;
	ДТ – Тап — Тобр, где ΔТ — разница показаний датчика	T <sub>обр</sub> – показания образцового термометра при
	температуры паров продукта и	отгоне 50%, скорректированное на
	образцового термометра при отгоне	атмосферное давление, °C.
	50%, скорректированные на	Разность показаний аппарата в точке 50% и
	атмосферное давление, °С	образцового термометра в точке 50% не
	атмосферное давление,	должна превышать  1,0+α °С, где α –
		погрешность образцового измерителя
		температуры.
Повторяемость и	Согласно ГОСТ 2177 (ASTM D 86)	Для каждой группы продуктов проводятся не
воспроизводимость		менее 2-х испытаний каждого продукта.
показаний		Расхождение между 2-мя параллельными
		определениями за короткий промежуток
		времени не должно превышать значения,
		указанного в ГОСТ 2177 (ASTM D 86).

#### 9 Порядок проведения аттестации

- 9.1 Условия проведения аттестации Выполнить требования п. 4.1.
- 9.2 Экспертиза эксплуатационной документации
- 9.2.1 Перечень представляемой эксплуатационной документации:
  - 1) ГОСТ 2177 «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава»;
  - 2) ГОСТ ISO 3405 «Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении»;
  - 3) ASTM D86 «Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure»;
  - 4) Паспорт АИФ 2.840.008 ПС;
  - 5) Руководство по эксплуатации АИФ 2.840.008 РЭ;
  - 6) Свидетельства о поверке СИ, используемых для проведения испытаний.
- 9.2.2 При экспертизе устанавливается соответствие приведённых в паспорте на изделие технических характеристик требованиям стандартов на методы испытания. Проверяется наличие в руководстве по эксплуатации описания ошибок, процедуры технического обслуживания.
- 9.2.3 Средства измерения должны быть поверены (не должен истечь срок поверки).
- 9.3 Внешний осмотр

Внешний осмотр производят путем визуальной проверки:

1) внешнего вида аппарата и его сборочных единиц;

- 2) наличия комплектности эксплуатационной документации;
- 3) комплектности и маркировки аппарата в соответствии с эксплуатационной документацией;
- 4) мерный цилиндр не должен иметь сколов и трещин. На мерном цилиндре должны быть нанесены метки 10 и 100 мл. Размеры должны соответствовать указанным в таблице 4;

Таблица 4 – Размеры мерного цилиндра

Параметр	Единица измерения	Значение
Вместимость	мл	100
Высота	MM	242+6
Высота от дна до отметки 100 мл	MM	190+3/-12
Толщина стенки	MM	1,5±0,5
Шкала <sup>1</sup>	мл	от 0 до 100 (цена деления 1 мл)

- 5) колба не должна иметь сколов и трещин. Пробка колбы должна легко закрывать горловину. Пробка отвода должна легко надеваться на отвод колбы. Размеры колбы должны соответствовать стандартам на метод испытаниия;
- 6) пробки не должны иметь разрывов, следов подгорания и трещин;
- 7) центрирующее устройство должно герметично закрывать горловину колбы (проверяется заливкой 10 мл керосина в колбу, установкой центрирующего приспособления с датчиком и переворотом колбы на 180°) и фиксировать датчик температуры паров продукта;
- 8) стеклянная трубка, спаянная с чувствительным элементом датчика температуры паров, не должна иметь трещин и сколов. Стеклянная трубка датчика должна быть надёжно зафиксирована в металлической ручке, из которой выходит провод;
- 9) отсутствия явных механических повреждений и дефектов.

#### 9.4 Опробование

При опробовании проверяют:

- 1) соблюдение требований безопасности и условий аттестации;
- 2) возможность включения, выключения и функционирования аппарата;
- 3) работоспособность и функционирование органов управления;
- 4) функционирование дисплея;
- 5) правильность и надежность заземления;
- 6) возможность проведения испытаний в автоматическом режиме.
- 9.4.1 Проверка работоспособности и функционирования органов управления
  - 1) опустить нагреватель, плавно вращая ручку против часовой стрелки. Убрать из приемника мерный цилиндр и посторонние предметы;
  - 2) включить аппарат тумблером [СЕТЬ]. При переходе аппарата в режим ожидания нажать [ПУСК]:
  - 3) через 15-20 секунд спираль нагревателя должна излучать тепло;
  - 4) через 1-1,5 минуты каретка измерителя объема должна остановиться в крайнем нижнем положении. После этого перекрыть пространство каретки, служащее для установки мерного цилиндра. Каретка должна начать движение вверх;
  - 5) перекрывать пространство в каретке до тех пор, пока она не остановится в крайнем верхнем положении. Время подъема должно составлять от 1 до 1,5 мин.

Технически неисправные аппараты к аттестации не допускаются.

Если в процессе опробования на дисплее аппарата появилось сообщение об обнаруженной неисправности, то аппарат считается технически неисправным.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Допускается комплектация мерным цилиндром без шкалы, с двумя тонкими рисками: нижняя риска 10 мл, верхняя риска 100 мл.

#### 9.5 Проверка измерителя объема

В данном режиме контролируется соответствие рисок на колбе объёмам 10 и 100 мл, а также точность встроенного в аппарат измерителя объёма.

Взвесить чистый мерный цилиндр с точностью 0,05 г и массу записать в таблицу 5.

Таблица 5 – Проверка измерителя объема

		Масса, г				
Измеряемый объём	Пустой мерный цилиндр	С водой	Разность (масса воды)	V <sub>обр</sub> , мл	V <sub>an</sub> , мл	ΔV, мл
«10 мл»						
«100 мл»						

#### 9.5.1 Проверка объема 10 мл

- 1) в чистый мерный цилиндр до риски «10 мл» налить дистиллированную воду с температурой 20±2°С. Уровень мениска должен совпадать с риской;
- 2) взвесить мерный цилиндр, заполненный водой до нижней риски и записать массу в таблицу 5. Вычислить массу налитой воды как разность между массой цилиндра с водой и пустого мерного цилиндра. Вычисленное значение записать в таблицу 5;
- 3) определить фактическое отклонение по таблице 5. Если фактическое отклонение превышает допустимое значение, указанное в таблице 3 то риска «10 мл» бракуется;
- 4) включить аппарат тумблером [СЕТЬ]. Через 3 с нажать [РЕЖИМ] для вызова меню;
- 5) на дисплее должна отобразиться информация:

Список операций <▶

- текущий режим работы аппарата
- 1 Условия испытаний
- 2 Результаты
- 3 Измерить объём
- 4 Новый цилиндр
- 6) клавишами [◀], [▶] выбрать пункт «З Измерить объём», нажать [ПУСК];

ИДЕТ ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА Информация, отображаемая на дисплее в процессе измерения.

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА

ЗАВЕРШЕНО

Объем= 10.1

После того как каретка остановится на дисплее после надписи «Объем=» отобразится измеренный объем.

- 7) нажать [СТОП]. Полученное значение записать в таблицу 5, нажать [СТОП].
- 8) вычислить точность встроенного в аппарат измерителя объема по следующей формуле:

$$\Delta V = V_{an} - V_{o6p}$$

где  $\Delta V$  — разница показаний объема в аппарате и рассчитанного объема, мл;  $V_{an}$  — показания объемов в аппарате, мл;

 $V_{\text{обр}}$  – рассчитанные показания через массу и плотность дистиллированной воды, мл;

9) вычисленное значение записать в таблицу 6. Если фактическое отклонение превышает допустимое значение, указанное в таблице 3, то произвести настройку измерителя уровня согласно по методике, изложенной в п.п. 5.11 АИФ 2.840.008 РЭ.

#### 9.5.2 Проверка объема 100 мл

- 1) в чистый мерный цилиндр до риски «100 мл» налить дистиллированную воду с температурой 20±2°С. Уровень мениска должен совпадать с риской;
- 2) взвесить мерный цилиндр, заполненный водой до верхней риски и записать массу в таблицу 5. Вычислить массу налитой воды как разность между массой цилиндра с водой и пустого мерного цилиндра. Вычисленное значение записать в таблицу 5;
- 3) определить фактическое отклонение по таблице 5. Если фактическое отклонение превышает допустимое значение, указанное таблице 3, то риска «100 мл» бракуется;

- 4) включить аппарат тумблером [СЕТЬ]. Через 3 с нажать [РЕЖИМ] для вызова меню;
- 5) на дисплее должна отобразиться информация:

Список операций <► 1 Условия испытаний

- текущий режим работы аппарата

- 2 Результаты
- 3 Измерить объём
- 4 Новый цилиндр
- 6) клавишами [◀], [▶] выбрать пункт «З Измерить объём», нажать [ПУСК];

идет измерение объема

Информация, отображаемая на дисплее в процессе измерения.

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА
ЗАВЕРШЕНО
Объем= 99.9

После того как каретка остановится на дисплее после надписи «Объем=» отобразится измеренный объем.

- 7) полученное значение записать в таблицу 5, нажать [СТОП];
- 8) вычислить точность встроенного в аппарат измерителя объема по следующей формуле:

$$\Delta V = V_{an} - V_{o6p}$$

где  $\Delta V$  — разница показаний объема в аппарате и рассчитанного объема, мл;  $V_{an}$  — показания объемов в аппарате, мл;

 $V_{\text{обр}}$  – рассчитанные показания через массу и плотность дистиллированной воды, мл;

- 9) вычисленное значение записать в таблицу 6. Если фактическое отклонение превышает допустимое значение, указанное в таблице 3, то произвести настройку измерителя уровня согласно по методике, изложенной в п.п. 5.11 АИФ 2.840.008 РЭ.
- 9.6 Проверка датчика барометрического давления
  - 1) включить аппарат тумблером [СЕТЬ]. Через 3 с нажать [РЕЖИМ] для вызова меню;
  - 2) на дисплее должна отобразиться информация:

Список операций <►
1 Условия испытаний
2 Результаты
3 Измерить объём
4 Новый цилиндр
5 Настройка

- текущий режим работы аппарата

3) клавишами [◀], [▶] выбрать пункт «5 настройка», нажать [ПУСК];

НАСТРОЙКА <**▶ 032▶Сервис** 

клавишами [◄], [▶] выбрать пункт «32 Сервис», нажать [ПУСК];

СЕРВИС <► 004►Давление: 760.0

- 5) записать показания датчика барометрического давления Рап в таблицу 7.
- 6) записать показания образцового барометра Робр в таблицу 7.

Таблица 6 – Проверка датчика барометрического давления

Параметр	Значение
Рап, мм рт.ст.	
Р <sub>обр</sub> , мм рт.ст.	
ΔΡ, мм рт.ст.	

7) вычислить точность датчика барометрического давления по формуле:

$$\Delta P = P_{an} - P_{obp}$$

где  $\Delta P$  — разница показаний датчика барометрического давления и образцового барометра, мм рт.ст.

- $P_{an}$  показания датчика барометрического давления аппарата, мм рт.ст.;  $P_{obp}$  показания образцового барометра, мм рт.ст.
- 8) Показания аппарата и барометра не должны различаться более чем на  $|1+\alpha|$ мм рт.ст., где  $\alpha$  погрешность образцового барометра.
- 9) При невыполнении данного условия следует произвести подстройку датчика (см. п.п.5.10.2 АИФ 2.840.008 РЭ) и повторить проверку.

#### 9.7 Проверка измерителя температуры

Проверка и калибровка производятся по толуолу и гексадекану квалификации «х.ч.».

- 1) ввести продукты в аппарат. Для этого в режиме ожидания нажать [РЕЖИМ], выбрать пункт меню «1 Условия испытаний», затем пункт меню «1 Выбрать продукт»;
- 2) установить курсор нажатием на клавиши « ◀», « ▶» на неиспользуемый продукт, нажать [РЕЖИМ]. Ввести «Толуол». Нажать [ПУСК];
- 3) установить курсор нажатием на следующий неиспользуемый продукт, нажать [РЕЖИМ]. Ввести «Гексадекан». Нажать [ПУСК];
- 4) установить курсор на «Толуол», нажать [ПУСК]. Аппарат перейдёт в режим ожидания;
- 5) нажать [РЕЖИМ], выбрать пункт меню «**1 Условия испытаний**». Рекомендуется задать для толуола параметры испытания, указанные в таблице 7;

Таблица 7 – Параметры испытания(рекомендованные)

Наименование параметра	Толуол	Гексадекан	
Метод	ΓΟCT 2177		
Группа	2	4	
Корр на давл	да		
Точки	ОТГОН,	50%	
P1	250	700	
T1	300	450	
P2	250	600	
T2	300	300	
P3	0	0	
Т3	0	0	
Р до КК	700		
Уровень КК	4,0		
Образцовый термометр	ASTM 7C	ASTM 8C	

- 6) установить курсор на пункт меню «**1 Выбрать продукт**», нажать [ПУСК]. Выбрать «Гексадекан». Нажать [РЕЖИМ], выбрать пункт меню «**1 Условия испытаний**». Рекомендуется задать для гексадекана параметры испытания, указанные выше;
- 7) для определения истинной температуры кипения чистых веществ, провести их испытания, установив вместо датчика паров продукта образцовые термометры и подставки под колбу согласно стандарту на испытания;
- 8) провести испытания чистых веществ с установленным датчиком температуры паров;
- 9) зафиксировать показания термометра при отгоне 50%, скорректировать на стандартное атмосферное давление, записать в таблицу 8;

Таблица 8 – Проверка измерителя температуры

	Значение		
Параметр	Толуол	Гексадекан	
T <sub>an</sub> ,°C			
T <sub>oбp</sub> ,°C			
ΔT, °C			

10) Вычислить точность измерителя температуры по следующей формуле:

$$\Delta T = T_{an} - T_{ofp}$$

где ΔT — разница показаний датчика температуры паров продукта и образцового термометра при отгоне 50%, скорректированное на атмосферное давление, °C;

T<sub>an</sub> – показания датчика температуры паров продукта при отгоне 50%, скорректированное на атмосферное давление, °C;

 $T_{\text{обр}}$  — показания образцового термометра при отгоне 50%, скорректированное на атмосферное давление, °C.

Разность показаний аппарата в точке 50% и образцового термометра в точке 50% не должна превышать  $|1,0+\alpha|$ °C, где  $\alpha$  – погрешность образцового измерителя температуры.

- 11) если отклонение превышает  $|1,0+\alpha|^{\circ}$ С, где  $\alpha$  погрешность образцового измерителя температуры, необходимо рассчитать и ввести в аппарат корректирующие коэффициенты;
- 12) методика расчёта коэффициентов «Кt», и «Вt» приведена в п.5.9.13 АИФ 2.840.008 РЭ;
- 13) в режиме ожидания нажать [РЕЖИМ], выбрать пункт меню «**5 Настройка**», затем «**32 Сервис**». Ввести пароль «18742». Ввести значения для «**2 Kt**», «**3 Bt**»;
- 14) повторно выполнить проверку показаний аппарата (выполнять испытания с ртутным термометром нет необходимости).
- 9.8 Проверка повторяемости показаний
- 9.8.1 Проверка производится только для тех групп продуктов, которые используются для испытаний пользователем. Например, если выполняются испытания продуктов только группы 1, то проверка выполняется только для продуктов группы 1 и, соответственно, необходимо провести минимум два испытания:
  - 1) для каждой группы продуктов провести не менее 2-х последовательных испытаний каждого продукта;
  - 2) если расхождение между последовательными определениями превышает значение, указанное в ГОСТ 2177 (ASTM D86), аппарат считается не прошедшим испытания.
- 9.9 Идентификация программного обеспечения

Идентификация проводится для проверки соответствия программного обеспечения аппарата аттестованному. Проверку производить в следующем порядке:

- 1) включить аппарат тумблером [Сеть];
- 2) через 3 с после включения аппарата нажать [РЕЖИМ], выбрать пункт «Об аппарате»;
- 3) в появившемся окне указаны версия и контрольная сумма программного обеспечения. Они должны соответствовать указанным в паспорте на аппарат.

#### 10 Обработка, анализ и оценка результатов аттестации

Аппарат считается выдержавшим испытание, если все фактические точностные характеристики соответствуют требованиям его эксплуатационной документации.

#### 11 Требования к отчётности

Положительные результаты аттестации оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017.