

## *ЛинтеЛ*<sup>®</sup> УПП-10

Устройство для подготовки проб



### ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ЛИНТЕЛ УПП-10

- ❖ Устройство ЛинтеЛ УПП-10 предназначено для подготовки проб битума, путём расплавления навески битума на металлической пластинке и охлаждения её на горизонтально установленном столике (керамической плитке) в соответствии с требованиями ГОСТ 11507-78, EN 12593, ГОСТ 33143-2014.
- ❖ Устройство позволяет регулировать наклон нагревательного стола для равномерного расплавления битума без образования пузырьков воздуха и перегрева, и устанавливать температуру нагрева с шагом в 1°C в диапазоне от +80 до +250 °С. Время выхода на максимальную температуру стола не более 30 минут.
- ❖ Кнопки управления обеспечивают удобный интерфейс пользователя для задания температуры стола.
- ❖ Компактная мобильная конструкция позволяет экономить место в лаборатории.
- ❖ Устройство ЛинтеЛ УПП-10 рекомендуется для работы с аппаратом производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» ЛинтеЛ АТХ-20 и для работы с оборудованием других производителей.

В устройстве ЛинтеЛ УПП-10 применяются новейшие технологии и компоненты для обеспечения высокого качества аппарата, удобства его эксплуатации, с целью сокращения затрат времени и повышения эффективности работы.

Устройство ЛинтеЛ УПП-10 предоставляет ряд преимуществ нашим клиентам:

Устройство обеспечивает равномерный нагрев по всей площади пластинки с пробой



Простой и информативный интерфейс пользователя

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон установки температуры	от +80 до +250 °С
Дискретность установки температуры	1 °С
Время установления заданной температуры, не более	30 мин

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потребляемая мощность	не более 300 В·А
Габаритные размеры - блок нагревателя - столик для охлаждения битума	161x250x171 мм 148x148x162 мм
Масса	не более 5 кг
Температура окружающего воздуха	от +15 до +35 °С
Относительная влажность воздуха	не более 75 %
Напряжение	от 187 до 242 В
Частота	от 49 до 51 Гц
Срок службы	6 лет, не более 15 000 часов
Гарантийный срок эксплуатации	1 год, не более 2 500 часов

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Прекращение нагрева	Прекращение нагрева в случае обнаружения ошибок и индикация ошибки на дисплее
---------------------	---

### Дилеры на территории РФ

ООО "ПТФ "ЕВРОТЕСТ"  
191167, г. Санкт-Петербург,  
ул. Александра Невского, 9  
тел. (812) 327-84-51, 327-84-52  
факс (812) 327-82-90  
[info@euro-test.ru](mailto:info@euro-test.ru)

ООО "АвтоЛабКомплект"  
195279, г. Санкт-Петербург,  
ш. Революции, д. 69, лит. В, пом.  
13Н  
тел. 8-965-098-98-99, 640-13-25,  
8-931-353-71-90  
факс (812) 300-14-12, 300-14-13  
[autolabkomplekt@yandex.ru](mailto:autolabkomplekt@yandex.ru)

ООО "ЛабТех"  
105264, г. Москва,  
Измайловский бульвар, 1/28  
тел. (495) 276-77-00, 777-51-66  
[post@labteh.com](mailto:post@labteh.com)

ООО "НПО МОСЛК"  
125466, г. Москва,  
ул. Юровская, 92 офис 1  
тел. (495) 665-23-54  
[sorkin.mihail@gmail.com](mailto:sorkin.mihail@gmail.com)

ООО "Электронприбор"  
141190, Московская область, г.  
Фрязино,  
ул. Барские Пруды, д. 1, офис 4  
(495) 258-91-11, (496) 255-54-55  
[info@electronpribor.ru](mailto:info@electronpribor.ru)

ООО РНПО "РосПрибор"  
454000, РФ, г. Челябинск, ул.  
Академика Королева, д.40, оф.3  
тел. (351) 727-99-50,  
727-99-60, 727-99-80  
[mail@rupsu.ru](mailto:mail@rupsu.ru)

ООО "ПФ ОПТИМУМ"  
41600, Московская обл., г. Клин, ул.  
Ленина, д.8, оф.10  
тел. (496) 249-01-97, 249-01-98  
[mail@optimum-lab.ru](mailto:mail@optimum-lab.ru)

### Дилеры на территории Казахстана

ТОО "ELEMENTUM"  
050000, г. Алматы,  
ул.Гоголя, д. 86, офис 214  
тел. (727) 250-89-76, 329-68-75  
факс (727) 250-89-73

### Дилеры на территории Белоруссии

ЗАО "ПЯТЬ ОКЕАНОВ"  
220007, г. Минск,  
ул.Московская, 12  
тел. +375 17 210-42-58  
факс +375 17 228-17-47

### ОМПЛЕКТАЦИЯ

Устройство Линтел УПП-10	1 шт.
Столик	1 шт.
Лопатка	1 шт.
Уровень (L ≤ 300 мм)	1 шт.
Вставка плавкая ВП1-1В-3А 250В	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

### Контактная информация

450075, РФ, Республика  
Башкортостан, г. Уфа,  
Проспект Октября, 149  
Продажа и поставка по РФ  
тел./факс: (347) 284-44-36; (347)  
284-27-34  
e-mail: [sale@bashnxa.ru](mailto:sale@bashnxa.ru)

Продажа и поставка на экспорт  
тел./факс: (347) 284-26-00  
e-mail: [market@bashnxa.ru](mailto:market@bashnxa.ru)

Техническая поддержка и сервисное  
обслуживание  
тел./факс: (347) 284-28-32  
e-mail: [support@bashnxa.ru](mailto:support@bashnxa.ru)



Посетите наш веб-сайт  
для получения более  
подробной информации  
<http://bashnxa.ru>



АО БАШКИРСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

**НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА**

450075, РФ, г. Уфа, Проспект Октября, 149

Поставки по РФ: (347) 284-44-36, (347) 284-27-34

[sale@bashnxa.ru](mailto:sale@bashnxa.ru)

На экспорт: (347) 284-26-00, [market@bashnxa.ru](mailto:market@bashnxa.ru)

<http://bashnxa.ru>