




АО БАШКИРСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

**НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА**

## ПАСПОРТ

АИФ 4.032.002 ПС

Оснастка ГОСТ Р 58406.6



### 1 Устройство и назначение

Изделие предназначено для использования совместно с аппаратами ПА-20-50 и ПА-20-100 при проведении испытаний по ГОСТ Р 58406.6.

Пример обозначения при заказе:

*Оснастка ГОСТ Р 58406.6 АИФ 4.032.002*

### 2 Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58406.6.

### 3 Комплектность

1. Основание .....	1 шт.
2. Стержень .....	1 шт.
3. Шаблон для выравнивания образца .....	2 шт.
4. Паспорт.....	1 шт.

### 4 Техническое обслуживание

После окончания работы промыть рабочие поверхности изделия авиационным бензином или нефрасом, протереть чистой сухой тканью или салфеткой и смазать направляющие стержни консистентной смазкой (например, Литол-24).

### 5 Методы и средства контроля

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58406.6 и не требует дополнительного контроля.

### 6 Сведения о консервации и упаковке

Изделие подвергнуто консервации и упаковке. Срок консервации - 12 месяцев.

### 7 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям паспорта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

## 8 Свидетельство о приемке

Оснастка ГОСТ Р 58406.6 соответствует требованиям ГОСТ Р 58406.6 и признана годной к эксплуатации.

место  
печати

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Фамилия и инициалы) (подпись)

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Фамилия и инициалы) (подпись)